

My5-FU

5-Fluorouracil (My5-FU™) Calibrator Kit

Kundtjänst:













Telefon: +1 (610) 419-6731

Fax: +1 (484) 547-0590

E-post: Techsupport@saladax.com

MyCareTests.com

Förklaring av använda symboler

	<i>in vitro</i> -diagnostisk produkt		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		Använd före
	Batchkod		Temperaturbegränsning
	Tillverkare		Kalibrator A till kalibrator F
	Varning: Se medföljande dokument		Biologiska risker
	Auktoriserad representant i Schweiz		
	Auktoriserad EU-representant		


 Saladax Biomedical, Inc.
 116 Research Drive
 Bethlehem, PA 18015
 USA

EMERGO EUROPE
 Westervoortsedijk 60,
 6827 AT Arnhem
 The Netherlands

 Casus Switzerland GmbH
 Hinterbergstrasse 49
 6312 Steinhausen
 Switzerland

Avsedd användning

Saladax 5-Fluorouracil (My5-FU) Calibrator Kit är avsett att användas vid kalibrering av Saladax My5-FU Assay.

Innehåll

My5-FU Calibrator Kit består av humanplasma med följande koncentrationer av 5-FU:

Flaska	Koncentration (ng/ml)	Kvantitet	Volym
CAL A	0	1	3 ml
CAL B	150	1	3 ml
CAL C	300	1	3 ml
CAL D	600	1	3 ml
CAL E	1 200	1	3 ml
CAL F	1 800	1	3 ml

Standardisering

Det finns ingen internationellt erkänd standard för 5-FU. My5-FU Calibrators framställs gravimetriskt genom spädning av USP 5-FU i humanplasma som är fritt från 5-FU till koncentrationer av 0, 150, 300, 600, 1 200 och 1 800 ng/ml.

Saladax Biomedical, Inc. har masterkalibratorer som bekräftats med en referensmetod. My5-FU Calibrators kan spåras till denna originaluppsättning kalibratorer.

Försiktighetsåtgärder och varningar

För in vitro-diagnostik.

Kalibratorerna i denna sats är utformade för användning som en enhet. Ersätt eller blanda inte dessa kalibratorer med kalibratorer från andra partier.



Vidtag de normala försiktighetsåtgärder som krävs vid hantering av alla laboratoriereagenser.

Material av humant ursprung har testats för HIV-1 och HIV-2, hepatit B och hepatit C med FDA-godkända metoder och fynden var negativa. Eftersom ingen testmetod med absolut säkerhet kan utesluta den potentiella risken för infektion, måste emellertid materialet hanteras precis lika försiktigt som ett patientprov. Vid fall av exponering skall direktiven från ansvariga hälsovårdsmyndigheter följas.

Alla My5-FU Calibrators innehåller mindre än 0,1 % natriumazid. Undvik kontakt med hud och slemhinnor. Spola påverkade områden med rikliga mängder vatten. Sök omedelbar läkarvård om kalibratorerna förtärts eller kommit i kontakt med ögonen.

Förvaring och stabilitet

Förvara kalibratorerna i kylskåp vid 2–8 °C. Får ej frysas. Kalibratorerna är stabila till utgångsdatumet när de förvaras och hanteras enligt anvisningarna. När kalibratorerna väl öppnats är de stabila i tolv månader om de hanteras enligt anvisningarna.

Metodbegränsningar

För korrekta och reproducerbara resultat krävs korrekt fungerande instrument, reagenser, kalibratorer, förvaring av produkten enligt anvisningarna samt god laboratoriesed.

Bruksanvisning

- Se produktbladet för Saladax My5-FU Assay för en fullständig sammanfattning och beskrivning av testet.
- Använd kalibratorerna omedelbart sedan de tagits ut ur kylskåp som håller 2–8 °C.
- Blanda varje kalibrator genom att försiktigt vända upp och ned på den flera gånger före dispensering.
- Efter varje användning skall locken sättas på ordenligt och kalibratorerna återföras till kylskåp vid 2–8 °C.



Bubblor kan störa avkänningen av kalibratornivån i provkoppen. Detta kan leda till otillräcklig aspiration av kalibratormiljö vilket kan påverka resultaten.

© 2026 Saladax Biomedical, Inc.

My5-FU™ är ett varumärke som tillhör Saladax Biomedical, Inc.