


**My5-FU™ Sample Stabilizer Kit**

## Kundtjänst:





Telefon: +1 (610) 419-6731

Fax: +1 (484) 547-0590

E-post: Techsupport@saladax.com

MyCareTests.com

**Förklaring av använda symboler**

|  |                                      |  |                        |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|
| <b>IVD</b>   | <i>in vitro</i> -diagnostisk produkt |   | Se bruksanvisningen    |
| <b>REF</b>   | Katalognummer                        |   | Använd före            |
| <b>LOT</b>   | Batchkod                             |   | Temperaturbegränsning  |
|   | Tillverkare                          |   | Allvarliga hälsorisker |
|  | Brandfarlig                          |  | Hälsorisker            |
| <b>CH REP</b>  | Auktoriserad representant i Schweiz  |  |                        |
| <b>EC REP</b>  | Auktoriserad EU-representant         |  |                        |


 Saladax Biomedical, Inc.  
 116 Research Drive  
 Bethlehem, PA 18015  
 USA

**EMERGO EUROPE**  
 Westervoortsewijk 60,  
 6827 AT Arnhem  
 The Netherlands

 Casus Switzerland GmbH  
 Hinterbergstrasse 49  
 6312 Steinhausen  
 Switzerland

**Avsedd användning**

Saladax My5-FU Sample Stabilizer Kit är avsett att stabilisera 5-fluorouracil i blodprov insamlade för analys i My5-FU Assay. Sample Stabilizer Kit är avsedd att garantera provets integritet från avtappning till analys.

**Innehåll**

My5-FU Sample Stabilizer Kit består av:

- My5-FU Sample Stabilizer (0,1 ml) innehållande 0,12 mg/ml gimeracil i en 30 % metanollösning
- BD Vacutainer® blodöverföringsapparat

**Ytterligare utrustning som behövs (medföljer ej)**

 EDTA- eller heparinrör för insamling av  $\geq 2$  ml blod.

## Förvaring och hållbarhet

Förvara My5-FU Sample Stabilizer Kit vid rumstemperatur. My5-FU Sample Stabilizer Kit är stabil till utgångsdatumet vid förvaring enligt anvisningar.

## Varningar och försiktighetsåtgärder

För in vitro-diagnostik.

Hantera och kassera stickande föremål (nålar) i enlighet med tillämpliga förordningar.

## Metodbegränsningar

Provets integritet och korrekta resultat med My5-FU Assay förutsätter lämplig förvaring och användning av My5-FU Sample Stabilizer Kit enligt anvisningar, och god laboratorietechnik.

Efter insamling av blodet och injicering av den medföljande stabilisatorn i insamlingsröret, **PLACERA INTE** provet på is och kyl det inte. Detta kan resultera i en ökning av störningar från hemolys, vilket leder till felaktiga 5-FU-resultat.

## Bruksanvisning

- Se produktbladet för Saladax My5-FU Assay för en fullständig sammanfattning och beskrivning av testet.
- **SAMLA IN  $\geq 2$  ML BLOD** i ett EDTA- eller heparinrör från en periferisk port eller genom venös avtappning.

**ANVÄND INTE** plasmasepareringsrör.

**GÖR INTE** en avtappning från medicininfusionsporten.

**GÖR INTE** en kort avtappning.

- **INJICERA DEN MEDFÖLJANDE STABILISATORN I INSAMLINGSRÖRET** omedelbart efter avtappning och invertera varsamt tre gånger. **CENTRIFUGERA PROVET INOM 24 TIMMAR** efter avtappningen.

Provet ska **INTE** läggas på is eller kylas när stabilisatorn används.

**TESTA INTE** något prov som inte har behandlats med stabilisatorn.

**TESTA INTE** något prov som inte har centrifugerats inom 24 timmar.

- **AVLÄGSNA FÖRSIKTIGT PLASMA** från övre delen av röret, undvik cellagret och överför till ett annat rör med kork. Plasman får inte innehålla celler. Förvara plasmaprovet vid 2–8 °C eller rumstemperatur i upp till en vecka eller frys det (vid  $\leq -20$  °C) vid längre förvaring.
- **PROVET KAN TRANSPORTERAS VID RUMSTEMPERATUR.** Förse laboratoriet med uppgifter om när infusionen startade och slutade.